

«ДЕСОН УЛЬТРА» Концентрированное дезинфицирующее средство

- Высококонцентрированное средство
- Обладает бактерицидной активностью в отношении грам-отрицательных и грамположительных бактерий, микобактерицидным и туберкулоцидным действием (тестировано на тест-штамах *Mycobacterium B5* и *terrae*); вирулицидными свойствами в отношении вируса полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекций, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов и т.д.; фунгицидными свойствами в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых
- Обладает пролонгированным антимикробным действием
- Безопасно для поверхностей и материалов
- Не имеет резкого запаха
- Может применяться способом протирания в присутствии людей

K-214



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить рабочий раствор. Рабочие концентрации контролируются с помощью индикаторных тест-полосок "ДЕСОН УЛЬТРА". Рабочий раствор нанести на поверхность методом орошения, протирания, замачивания или погружения. Оставить на поверхности от 5 мин до 1 ч. Смыть или протереть ветошью поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами.

РАЗРЕШЕНО для применения в лечебно-профилактических, в дошкольных и школьных учреждениях; на коммунальных объектах; на предприятиях общественного питания, объектах торговли включая потребительские рынки. Подробно применение средства изложено в инструкции по применению № 02/2012г., утвержденной ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, и предоставляемой компанией ТАЙГЕТА.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:

Средство используется через специальный автоматический дозатор, устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании ТАЙГЕТА. Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь, что цвет специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно - цифровая маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.

ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу применения средства и режиму дезинфекции.



Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДЕСОН УЛЬТРА»

Объект обеззараживания	При инфекциях бактериальной этиологии		При вирусной инфекции		При туберкулезе	
	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин.	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин.	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Время обеззараживания, мин.
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование, автотранспорт при протирании	0,05	60	0,5 1,0	60 30	3 4	60 30
	0,1	30				
	0,25	15				
	0,5	5				
Посуда без остатков пищи при погружении	0,1	30	5,0	90	2,5	90
	0,25	15				
Санитарно-техническое оборудование при протирании	0,25	30	0,5	60	3 4	60 30
	0,5	15				
Скорлупа пищевых яиц при погружении	0,25	30	0,25 1,5 3	30 5 1	-	-
	1,5	5				
	3	1				
Уборочный материал при погружении	0,5	60	1,0	60	2,0 3,5 4,0	120 60 30
	1,0	30				

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со средством необходимо использовать средства защиты кожи. При обработке способом орошения использовать респиратор и очки. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после окончания дезинфекции помещение проветривают. При попадании на кожные покровы или в глаза промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго воспрещается.

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.

Не использовать по истечении срока годности.

Средство сохраняют потребительские свойства после заморзания и последующего оттаивания.

СРОК ГОДНОСТИ концентрат - 36 месяцев с даты указанной на упаковке,
рабочие растворы - 31 сутки.

ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк

